

VELFORM SAUNA MASSAGE BELT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη διπλωμένη. Μην την τρυπάτε και μην εισάγετε καρφίτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι βρεγμένη. Να μη χρησιμοποιείται από άτομα ανήμπορα, βρέφη, παιδιά ή από άτομα χωρίς την αίσθηση της θερμότητας. Να μη χρησιμοποιείται σε πρόσφατα χειρουργημένα σημεία στο σώμα. Παρατεταμένη χρήση στη μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να επιφέρει εγκαύματα. Μην κοιμηθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη ζώνη.

Αν κατά την παραλαβή παρατηρήσετε φθορές στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στις λοιπές συνδέσεις, να επιστρέψετε το προϊόν. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αρμόδιο του τμήματος επισκευών ή από παρόμοιο ειδικευμένο πρόσωπο, με σκοπό να αποφευχθεί κίνδυνος.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη ζώνη μην την αφήνετε ή την αποθηκεύετε σε μέρος όπου μπορεί να πέσει σε νερό ή σε άλλα υγρά όπως κοντά στην μπανιέρα ή στο νεροχύτη. Για να αποφύγετε κίνδυνο φωτιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή άλλης βλάβης, μην αφήνετε τη ζώνη σε λειτουργία ή στην πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλον με υγρασία. Αποφύγετε να τσαλακώνετε ή να τσακίζετε τη ζώνη. Εξετάζετε συχνά τη ζώνη για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για νοσοκομειακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η τάση του ρεύματος τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη η οποία αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.
- Μη διπλώνετε και μην τσακίζετε τη ζώνη όταν τη χρησιμοποιείτε ή την αποθηκεύετε.
- Μη χρησιμοποιείτε καρφίτσες, βελόνες ή άλλα αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε τη Velform Sauna Belt.
- Μην καλύπτετε τη ζώνη με οποιοδήποτε αντικείμενο που δεν συνιστάται στις παρούσες οδηγίες.
- Μην πλένετε τη ζώνη.
- Μη στεγνώνετε τη ζώνη σε ηλεκτρικό στεγνωτήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, υπνωτικών χαπιών ή ηρεμιστικών.
- Η Velform Sauna Belt δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από πρόσωπα τα οποία είναι ασθενή.
- Η παρατεταμένη χρήση της ζώνης στη μέγιστη ισχύ της από πρόσωπα των οποίων το δέρμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στη ζέση μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις του δέρματος, όπως φουσκάλες και εγκαύματα. **Χρησιμοποιείτε τη ζώνη με προσοχή.**
- Αποσυνδέστε τη ζώνη αν αισθάνεστε νυσταγμένοι και προτού κοιμηθείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το ρυθμιστή θερμοκρασίας ο οποίος παρέχεται με τη ζώνη.
- Μην αντικαθιστάτε τμήματα της ζώνης με άλλα που ανήκουν σε άλλες συσκευές.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για νοσοκομειακή χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά της εξαρτήματα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τάση ακόμη και όταν είναι κλειστή.
- Μην αφήνετε και μην αποθηκεύετε τη ζώνη σε μέρος από όπου θα μπορούσε να πέσει στο νερό ή σε άλλα υγρά, όπως κοντά στην μπανιέρα ή στο νεροχύτη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης άλλων ζημιών σε πρόσωπα, μην αφήνετε την Velform Sauna Belt σε λειτουργία ή στην πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Κρατήστε τη ζώνη μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και ακολουθείτε πάντοτε τις παρούσες οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε τη ζώνη μόνο στα σημεία εκείνα του σώματος που προσδιορίζονται στις παρούσες οδηγίες. Η αντικανονική χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο στη συσκευή όσο και / ή στο δέρμα σας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με το ένα πλαστικό τμήμα πάνω στο άλλο, διότι αυτό υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα τμήματα από velcro για να στερεώσετε πάνω σας τη ζώνη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη σε ζώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού να χρησιμοποιήσετε την Velform Sauna Belt αν έχετε προβλήματα υγείας ή αν έχετε οποιοδήποτε άλλες απορίες για την υγεία σας.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη στο μπάνιο.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι λοιπές συνδέσεις έχουν υποστεί ζημιές, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, αν σας έχει πέσει, αν έχει σπάσει ή αν έχει πέσει στο νερό.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη όταν αισθάνεστε νύστα.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη αν είστε σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της περιόδου.
6. Τα άτομα με ευαίσθητο δέρμα συνιστάται να μη χρησιμοποιούν τη ζώνη στη μέγιστη θερμοκρασία.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, οφειλόμενης στη μη συμμόρφωση ή τη μη τήρηση των ανωτέρω προειδοποιήσεων.

Χαρακτηριστικά:

Αντάπτορας: Input: 100-240V ~50/60 Hz
Συνολική ισχύς: 55 W
Θερμοκρασία: 34 – 55° C MAX ρυθμιζόμενη
Μοντέλο : ANP-1DS

Μην χρησιμοποιείτε την ζώνη για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 30 έως 40 λεπτών ημερησίως. Μην χρησιμοποιείτε την ζώνη για περίοδο μεγαλύτερη των 45 ημερών. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε την χρήση αφήστε περίοδο 1 εβδομάδας να περάσει πριν την επόμενη χρήση.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε την πρίζα. Χρησιμοποιήστε το φίς αντί του καλωδίου.

Όταν χρησιμοποιείτε την ζώνη μην μετακινείτε απότομα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο και το τηλεχειριστήριο και μην τα ταλαιπωρείτε με απότομες κινήσεις. Αν θέλετε να μετακινηθείτε αφαιρέστε την ζώνη από το σώμα σας και από την πρίζα !

Μην τοποθετείτε την ζώνη πολύ σφιχτά. Απότομες κινήσεις με την ζώνη τοποθετημένη μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή και να σκίσουν το ύφασμα.

Για να αφαιρέσετε την ζώνη τραβήξτε το Velcro με προσοχή και μικρές κινήσεις. Απότομες κινήσεις μπορούν να καταστρέψουν ή να σκίσουν το ύφασμα.

Μην τοποθετείτε την ζώνη σε άλλες περιοχές του σώματος εκτός από την μέση και του γλουτούς !

Μην αφήνετε ποτέ την Velform Sauna Belt σε λειτουργία ή στην πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Λειτουργία:

Εφαρμόστε την ζώνη στην επιθυμητή περιοχή στην μέση ή τους γλουτούς. Μην την σφίγγετε ! Θα πρέπει να μπορείτε να βάλετε το χέρι σας ενδιάμεσα. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση χρησιμοποιώντας το περιστροφικό χειριστήριο.

Χρησιμοποιείτε τη ζώνη με προσοχή. Ρυθμίστε την θερμοκρασία σε χαμηλό επίπεδο στην αρχή. Χαμηλώστε την ένταση ή διακόψτε την λειτουργία εφόσον αισθανθείτε δυσφορία. Μετά από 30 λεπτά αφαιρέστε την ζώνη, αφαιρέστε από την πρίζα, σκούπιστε την με στεγνή πετσέτα και αφήστε την να κρυώσει σε επίπεδη επιφάνεια.

Αν ιδρώνετε υπερβολικά κατά την διάρκεια της χρήσης, να διακόπτετε την χρήση και να σκουπίζετε τον ιδρώτα συχνά με στεγνή πετσέτα !

Προσοχή: Ο αντάπτορας είναι ειδικά σχεδιασμένος γι' αυτό το προϊόν. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν θα πρέπει να δοκιμάζεται ή να χρησιμοποιείται σ' αυτή τη συσκευή προς αποφυγή βλάβης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αποθηκεύσετε τη ζώνη, κρατήστε την ίσια. Μην την διπλώνετε. Καθαρίστε με στεγνό πανί.

Η ζώνη μασάζ και σάουνας θα πρέπει να φυλάσσεται σε ένα ασφαλές μέρος υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Θερμοκρασία: -20°C - +50°C

Σχετική υγρασία: 70% μέγιστο

ΕΓΓΥΗΣΗ

Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από απρόσεκτη χρήση, σκισίματα του υφάσματος, τραβηγμένα και τσακισμένα καλώδια ή φίς. Επίσης δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από υπερθέρμανση, είσοδο υγρών και υγρασίας.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, οφειλόμενης στη μη συμμόρφωση ή τη μη αυστηρή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών χρήσεως ενώ ταυτόχρονα ακυρώνεται και κάθε εγγύηση.



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις



深圳华通威国际检验有限公司
SHENZHEN HUATONGWEI INTERNATIONAL INSPECTION CO., LTD.

CE Certification of Conformity

Certification number: CTE05030003

Issue date: Mar 25, 2005

In accordance with the following Applicable Directives:

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
& 73/23/EEC Low Voltage Directive

The device, as described herewith, was tested pursuant to applicable test procedure and complies with the requirements of:

EMC: EN 55014-1: 2000+A1: 2001+A2: 2002

EN 55014-2: 1997+A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001

LVD: EN 60335-1: 2002

EN 60335-2-17: 2002

The test results are traceable to the international or national standards.

Applicant: Shenzhen Anpan Technology Co., Ltd
5/FL., 707th Bldg., 7th Industry Zone, Liantang, Luohu District,
Shenzhen, China
Tel: 86-755-25728578 Fax: 86-755-25700826

Manufacturer: Shenzhen Anpan Technology Co., Ltd
5/FL., 707th Bldg., 7th Industry Zone, Liantang, Luohu District,
Shenzhen, China
Tel: 86-755-25728578 Fax: 86-755-25700826

Equipment under test: Sauna Belt

Model No.: ANP-1DS

Laboratory Name: Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd
Laboratory Address: Keji Nan No.12 Road, Iii-tech Park, Shenzhen, China
Tel: 86-755-26748099 Fax: 86-755-26748089

For and on behalf of
Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

Authorized by:

Civinel Gao

Authorized Signature(s)